

EN - #1 in proven accuracy by more than 100 peer-reviewed published clinical studies

HE - מספר 1 בדיקנות מוכחת כפי שנקבע במעל 100 מחקרים קליניים

EL - Κορυφαία αποδεδειγμένη ακρίβεια με βάση περισσότερες από 100 δημοσιευμένες κλινικές μελέτες που αξιολογήθηκαν από ομοτίμους

PT - N.º 1 em precisão comprovada por mais de 100 estudos clínicos publicados e revistos por pares

Quickstart - התחלה מהירה Γρήγορη έναρξη - *Início rápido*

EN - How to use the TAT-2000-EC in 5 easy steps

HE - כיצד להשתמש במדחום מודל TAT-2000-EC ב-5 שלבים מהירים

EL - Πώς να χρησιμοποιήσετε το TAT-2000-EC σε 5 εύκολα βήματα

PT - Como utilizar o TAT-2000-EC em 5 passos fáceis

EN - Do **NOT** push the scan button before starting the measurement. **This is not an on/off button**

HE - אל תלחץ על כפתור הסריקה לפני התחלת המדידה, זה לא כפתור הדלקה/כיבוי

EL - **MHN** πιέζετε το κουμπί σάρωσης προτού ξεκινήσετε τη μέτρηση. **Δεν πρόκειται για κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**

PT - **NÃO** prima o botão de leitura antes de iniciar a medição. **Não se trata de um botão ligar/desligar**



EN - Brush hair aside if covering the temporal artery area. Place the probe flush on the center of the head

HE - לפני תחלת המדידה, הזזו השיער אשר מכסה את העורק הטמפורלי, הנח את המודד באופן שיגע באמצע המצח

EL - Σπρώξτε στο πλάι τα μαλλιά, αν καλύπτουν την περιοχή της κροταφικής αρτηρίας. Τοποθετήστε το αμβλύ άκρο του αισθητήρα στο κέντρο του κεφαλιού

PT - Afaste o cabelo para o lado se estiver a cobrir a área da artéria temporal. Coloque a sonda no centro da cabeça




EN - Press scan button, keep button depressed throughout the measurement

HE - לחץ על כפתור הסריקה כל זמן שסריקת המדידה מתבצעת

EL - Πατήστε το κουμπί σάρωσης και συνεχίστε να το πιέζετε καθ' όλη τη διάρκεια της μέτρησης

PT - Prima o botão de leitura e mantenha o botão premido ao longo da medição





EN - Gently slide the probe from the middle of the head towards the hair line in 2-3 seconds

HE - החלק בעדינות את החיישן מאמצע המצח לכיוון השיער בצד המצח במשך 2-3 שניות

EL - Σύρετε απαλά τον αισθητήρα από το κέντρο του κεφαλιού προς τα μαλλιά σε 2-3 δευτερόλεπτα
PT - Deslize suavemente a sonda desde o centro da cabeça até à linha do cabelo durante 2-3 segundos

EN - Do **NOT** scan over the hair with the TAT-2000-EC, brush hair aside before measuring

HE - אל תסרוק מעל השיער, יש להסיט השיער הצידה לפני המדידה



EL - **MHN** πραγματοποιείτε σάρωση με το TAT-2000-EC πάνω στα μαλλιά. Να σπρώχνετε τα μαλλιά στο πλάι πριν από τη μέτρηση

PT - **NÃO** efetue a leitura sobre o cabelo com o TAT-2000-EC; afaste o cabelo para o lado antes de medir

EN - Slide the thermometer straight across the forehead, **NOT** down the side of the face

HE - החלק את החיישן ישר לרוחב המצח, ולא למטה כלפי הפנים



EL - Σύρετε το θερμόμετρο σε ευθεία γραμμή κατά μήκος του μετώπου και **OXI** προς την πλευρά του προσώπου

PT - Deslize o termómetro pela testa, **NÃO** ao longo da parte lateral do rosto

EN - Keep scan button pressed, and next measure behind the earlobe

HE - כאשר לחצן הסריקה לחוץ, המשך למדוד מאחורי תנוך האוזן



EL - Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί σάρωσης και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μέτρηση πίσω από τον λοβό του αφτιού

PT - Mantenha o botão de leitura premido e, a seguir, meça atrás do lóbulo da orelha



EN - Release button and read temperature

HE - שחרר את לחצן הסריקה וקרא את הטמפרטורה שנמדדה

EL - Αφήστε το κουμπί και δείτε τη θερμοκρασία
PT - Solte o botão e leia a temperatura



EN - Scan QR code for instruction videos and manuals

HE - סרוק קוד QR לסרטוני הוראות ומדריכים

EL - Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε τα βίντεο και τα εγχειρίδια οδηγιών

PT - Leia o código QR para aceder a manuais e vídeos com instruções

EN - In the box you will find a more detailed instruction manual

HE - בקופסא תמצא הוראות וספרי הדרכה מפורטים

EL - Στη συσκευασία θα βρείτε ένα πιο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών

PT - A caixa contém um manual de instruções mais detalhado