

EN - #1 in proven accuracy by more than 100 peer-reviewed published clinical studies  
DE - Die Nummer 1 bei Genauigkeit – nachgewiesen in über 100 veröffentlichten klinische Studien  
FR - N° 1 en matière de précision prouvée par plus de 100 études cliniques publiées et évaluées par des pairs  
IT - N. 1 per accuratezza, come dimostrato da oltre 100 studi clinici rivisto tra pari pubblicati  
NL - Nummer 1 in bewezen accuratetheid door meer dan honderd gepubliceerde klinische studies

## **Quickstart - Schnellstart - Démarrage rapide** **Quickstart - Snel aan de slag**

EN - How to use the TAT-2000-EC in 5 easy steps  
DE - Bedienung des TAT-2000-EC in 5 einfachen Schritten  
FR - Comment utiliser le TAT-2000-EC en cinq étapes simples  
IT - Come utilizzare il TAT-2000-EC in 5 semplici passaggi  
NL - Het gebruik van de TAT-2000-EC in vijf eenvoudige stappen

EN - Do **NOT** push the scan button before starting the measurement. **This is not an on/off button**  
DE - Die Scan-Taste **NICHT** vor dem Beginn der Messung drücken. **Diese dient nicht zum Ein-/Ausschalten**

FR - N'appuyez **PAS** sur le bouton de lecture avant de commencer la mesure. **Il ne s'agit pas d'un bouton marche/arrêt**

IT - **NON** premere il pulsante di scansione prima di iniziare la misurazione. **Questo non è un pulsante di accensione/spengimento**

NL - Druk **NIET** op de scan knop voordat u de meting start. **Dit is geen aan-uitknop**



EN - Brush hair aside if covering the temporal artery area. Place the probe flush on the center of the head

DE - Die Arteria temporalis verdeckende Haare aus der Stirn streichen. Die Messsonde mittig auf die Stirn halten

FR - Brossez les cheveux de côté s'ils couvrent la zone de l'artère temporale. Placez la sonde au niveau du centre de la tête

IT - Pettinare i capelli di lato se coprono l'area dell'arteria temporale. Posiziona la sonda a filo al centro della testa

NL - Kam het haar weg, als dit het gebied van de slaapslagader bedekt. Plaats de kop vlak op het midden van het voorhoofd



EN - Press scan button, keep button depressed throughout the measurement


DE - Die Scan-Taste drücken und während der Messung gedrückt halten

FR - Appuyez sur le bouton de lecture et maintenez-le enfoncé pendant toute la durée de la mesure

IT - Premere il pulsante di scansione e tenerlo premuto durante la misurazione

NL - Druk op de scan knop en houd deze gedurende de hele meting ingedrukt





**EN** - Gently slide the probe from the middle of the head towards the hair line in 2-3 seconds  
**DE** - Die Messsonde von der Mitte der Stirn über 2 bis 3 Sekunden sanft in Richtung Haaransatz ziehen  
**FR** - Faites glisser doucement la sonde du milieu de la tête vers la ligne des cheveux en deux à trois secondes  
**IT** - Fai scorrere delicatamente la sonda dal centro della testa verso l'attaccatura dei capelli in 2-3 secondi  
**NL** - Schuif de kop voorzichtig in 2-3 seconden van het midden van het voorhoofd naar de haarlijn



**EN** - Do **NOT** scan over the hair with the TAT-2000-EC, brush hair aside before measuring  
**DE** - Mit dem TAT-2000-EC **KEINE** Messungen auf dem Haar durchführen; dieses vor der Messung zur Seite streichen  
**FR** - Ne touchez **PAS** la racine des cheveux avec le TAT-2000-EC, brossez les cheveux de côté avant la mesure  
**IT** - **NON** scansionare passando il TAT-2000-EC sui capelli, pettinarli di lato prima di misurare  
**NL** - Scan **NIET** over het haar met de TAT-2000-EC, kam het haar opzij alvorens te meten



**EN** - Slide the thermometer straight across the forehead, **NOT** down the side of the face  
**DE** - Das Thermometer horizontal über die Stirn ziehen, **NICHT** am Gesicht nach unten  
**FR** - Faites glisser le thermomètre directement sur le front, et **NON** sur le côté du visage  
**IT** - Far scorrere il termometro dritto sulla fronte, **NON** lungo il lato del viso  
**NL** - Schuif de thermometer recht over het voorhoofd, **NIET** omlaag over de zijkant van het gezicht



**EN** - Keep scan button pressed, and next measure behind the earlobe  
**DE** - Die Scan-Taste gedrückt halten und die nächste Messung hinter dem Ohrfläppchen durchführen  
**FR** - Maintenez le bouton de lecture enfoncé, puis prenez la mesure derrière le lobe de l'oreille  
**IT** - Tenere premuto il pulsante di scansione e quindi misurare dietro il lobo dell'orecchio  
**NL** - Houd de scan toets ingedrukt en meet vervolgens achter de oorlel



**EN** - Release button and read temperature  
**DE** - Die Taste loslassen und die Temperatur ablesen  
**FR** - Relâchez le bouton et lisez la température  
**IT** - Rilasciare il pulsante e leggere la temperatura  
**NL** - Laat de knop los en lees de temperatuur af

**EN** - Scan QR code for instruction videos and manuals  
**DE** - Scannen Sie für Anleitungsvideos und Handbücher den QR-Code  
**FR** - Scannez le code QR pour obtenir des vidéos et des notices d'utilisation  
**IT** - Scansionare il codice QR per scaricare video di istruzioni e manuali  
**NL** - Scan de QR-code voor instructievideo's en handleidingen



**EN** - In the box you will find a more detailed instruction manual  
**DE** - In der Verpackung befindet sich eine detaillierte Bedienungsanleitung  
**FR** - Dans la boîte, vous trouverez une notice d'utilisation plus détaillée  
**IT** - All'interno della confezione è disponibile un libretto di istruzioni più dettagliato  
**NL** - In de doos vindt u meer gedetailleerd instructiemateriaal